



Nos gammes de produits pour vous accompagner au quotidien dans le soulagement de vos douleurs musculaires et le maintien du corps

- **Ceintures Lombaires**
- **Genouillères**
- **Colliers Cervicaux**
- **Blocage Claviculaire**
- **Attelles de Poignet**
- **Attelles de Cheville**
- **Coudières**



1

Lumbobelt Activ

Détails produit

Dotée de quatre sangles de serrage combinées à un système de poulies, la Lumbobelt Activ offre une contention progressive et une correction posturale sans effort. Son réglage distinct dorso-lombaire et sacro-lombaire permet de diminuer les contraintes exercées sur les vertèbres lombaires. Sa découpe spécifique, alliée aux matériaux employés, procure aux utilisateurs un excellent confort.

Caractéristiques

- 4 sangles de serrage combinées à un système de poulies offrant une contention progressive et une correction posturale sans effort.
- Découpe spécifique et matériaux choisis pour offrir un excellent confort.
- Réglage distinct dorso-lombaire et sacro-lombaire permettant de diminuer les contraintes exercées sur les vertèbres lombaires.
- 2 hauteurs disponibles : 21 et 26 cm.
- Hauteur du plastron abdominal : 16 cm.

Indications

Stabilisation lombaire
Hernie discale (Sciatalgie, Cruralgie)
Lombalgie aiguë
Post-opératoire
Lombarthrose
Symptôme sacro-iliaque.



2

Lumbobelt Renfort

Détails produit

Grâce à ses baleines rigides, la Lumbobelt Renfort permet d'apporter un maintien renforcé au niveau de la zone des lombaires. Son système à double bande de rappel postural favorise une contention graduelle en fonction de l'effort à fournir. Les matériaux employés lui confèrent une grande résistance et une contention forte, idéales pour le port de charges lourdes, notamment dans le secteur du bâtiment.

Caractéristiques

- Tricot ajouré unidirectionnel très résistant permettant une contention forte.
- Tricot 3D respirant au niveau des baleines dorsales pour plus de confort.
- Double bande de rappel postural favorisant une contention graduelle en fonction de l'effort à fournir.
- Baleines rigides à préformer à la main pour un maintien adapté.
- 2 hauteurs disponibles : 21 et 26 cm pour une meilleure adaptation morphologique.
- Hauteur du plastron abdominal : 13 cm sur le modèle hauteur 21 cm et 18 cm sur le modèle hauteur 26 cm.

Indications

Stabilisation lombaire
Hernie discale (Sciatalgie, Cruralgie)
Lumbago.



3

Lumbobelt Soutien Lombaire

Détails produit

Le soutien lombaire de la Lumbobelt permet d'éviter les faux mouvements, les mauvaises positions et les tensions musculaires. Grâce à ses quatre baleines dorsales et à ses deux baleines antérieures souples, elle est spécialement indiquée pour les activités quotidiennes et les loisirs (jardinage/bricolage) ne demandant pas d'effort intense. Son plastron abdominal double sangle 2/3 inférieur et 1/3 supérieur offre une meilleure adaptation morphologique.

Caractéristiques

- 4 baleines dorsales et 2 baleines antérieures souples.
- Double système de passe-main.
- Tricot 3D respirant dans le dos pour plus de confort
- Plastron abdominal double sangle de 17 cm, $\frac{2}{3}$ inférieur et $\frac{1}{3}$ supérieur pour une meilleure adaptation morphologique.
- Tricot perforé à densité plus faible sur la sangle supérieure, moins compressif pour plus de confort.
- Hauteur de la ceinture : 26 cm.

Indications

Fatigue musculaire
Déficience musculaire
Lumbago
Hernie discale (Sciatalgie, Cruralgie).



4

Lombobelt Évolutive

Détails produit

L'Évolutive a été développée pour apporter un traitement localisé de la douleur grâce à son système de sangle de rappel postural amovible et ajustable en hauteur. Son plastron abdominal de 13 cm et des matériaux fins et souples lui permettent de rester agréable à porter tout au long de la journée. Elle sait se faire discrète sous les vêtements sans les abîmer (fixation optimale par micro fixation auto-agrippante).

Caractéristiques

- Matériaux fins et souples pour un port prolongé agréable.
- Fixation optimale par micro fixation auto-agrippante n'abîmant pas les vêtements.
- Système de rappel postural amovible et ajustable en hauteur.
- 2 hauteurs disponibles 21 et 26 cm pour une meilleure adaptation morphologique.
- Plastron abdominal de 13 cm pour plus de confort en position assise.

Indications

Stabilisation lombaire

Hernie discale (Sciatalgie, Cruralgie).



5

Ceinture Abdominale ABDOBELT

Détails produit

Ceinture de soutien abdominal en tissu élastique et aéré, munie de baleines souples. Utilisable aussi en cas de fractures des côtes (pour les hauteurs 18 et 25 cm).

Caractéristiques

- Baleines souples.
- Plastron cicatriciel découpable et indémaillable en cas de stomie.
- Tissu auto-agrippant, élastique et aéré avec 2 ressorts spiraliums et 3 ressorts frontaux.
- Patte hypogastrique amovible (sur les hauteurs 18 et 25 cm).
- 3 hauteurs de ceinture disponibles : 18, 25 et 30 cm.

Indications

Fracture des côtes (18 et 25 cm)
Déficiency de la paroi abdominale
Éventration
Post-opératoire
Chirurgie de l'obésité
Hernie simple.

Conseils dans le choix de la hauteur des lombobelts :

- Personne < 1,60 m : ceinture de 21 cm
- Personne > 1,60 m : ceinture de 26 cm

Guide des tailles des lombobelts :

ACTIV

Taille	Tour de taille (Hauteur 21 cm)	Tour de taille (Hauteur 26 cm)
1	65-75	65-75
2	75-90	75-90
3	90-105	90-105
4	105-125	105-120
5	120-140	120-145
6	-	-

RENFORT

Taille	Tour de taille (Hauteur 21 cm)	Tour de taille (Hauteur 26 cm)
1	55-75	50-60
2	75-90	60-75
3	90-105	75-90
4	105-125	90-105
5	-	105-120
6	-	120-145

EVOLUTIV

Taille	Tour de taille (Hauteur 21 cm)	Tour de taille (Hauteur 26 cm)
1	55-75	55-70
2	75-90	70-85
3	90-105	85-100
4	105-125	100-120
5	-	120-140
6	-	-

SIMPLE

Taille	Tour de taille (Hauteur 21 cm)	Tour de taille (Hauteur 26 cm)
1	65-75	75-85
2	75-90	85-98
3	90-105	98-111
4	105-120	111-125
5	120-140	105-120
6	-	125-140



6

Ceinture Dorsale Classic

Détails produit

Orthèse pour la stabilisation du rachis lombaire avec pelote.

Indications

- Syndrome douloureux non spécifique, aigu ou chronique, affectant le rachis lombaire et causé par une sollicitation inappropriée et une surcharge des muscles et des ligaments dans la région du rachis lombaire et du sacrum
- Syndrome douloureux spécifique, aigu ou chronique, affectant le rachis lombaire en cas de :
- Ostéochondrose dans la région du rachis lombaire
- Spondylarthrite affectant la région du rachis lombaire (syndrome de la facette articulaire lombaire)

Propriétés

- Principe fonctionnel éprouvé
- Des tiges intégrées stabilisent le rachis lombaire en renforçant la musculature abdominale et dorsale
- La pelote amovible augmente la compression dans la région du rachis lombaire
- S'ajuste parfaitement au corps
- Ajustement universel pour hommes et femmes
- Adaptable individuellement grâce à une fermeture auto-agrippante

Rentabilité

- Produit de base pour les exigences fondamentales
- Rentabilité et efficacité médicale totale

Voire le Guide des tailles sur la boîte.



7

Ceinture Dotop Comfort

Détails produit

C'est est une orthèse dorsale avec effet de stabilisation et de soulagement. Quatre baleines en métal intégrées adaptables et un système. Deux sangles additionnelles à 3 points contribuent à soutenir et à soulager le rachis lombaire1 Nos + produit :

Effet stabilisant ajustable2

Soulagement des articulations3

Confort de port4

Indications

- Syndrome douloureux non spécifique aigu ou chronique du rachis lombaire, causé par une charge inadéquate (stress biomécanique anormal) ou par un stress (lié à la charge) des muscles et ligaments du rachis lombaire et du sacrum.
- Syndrome douloureux spécifique, aigu ou chronique, affectant le rachis lombaire en cas d'ostéochondrose dans la région du rachis lombaire de protrusions/prolapsus des disques intervertébraux dans la région du rachis lombaire de spondylarthrose dans la région du rachis lombaire de spondylolyse avec ou sans spondylolisthésis (stade I)
- Traitement de suivi d'opérations des disques intervertébraux.

Propriétés

Orthèse dorsale avec effet de stabilisation et de soulagement. Quatre baleines en métal intégrées adaptables et un système de sangles additionnelles à 3 points contribuent à soutenir et à soulager le rachis lombaire.

Voire le Guide des tailles sur la boîte.



8

Ceinture Vertélibre

Détails produit

Velpeau Vertélibre Comfort est une orthèse dorsale pour la stabilisation de la région lombaire. Quatre baleines rigides assurent la stabilité et la rigidité de l'orthèse, deux sangles supplémentaires de contention élastiques qui doivent être attachées sur la face avant de l'orthèse par la fermeture auto-agrippant complètent la stabilisation et assurent un ajustement flexible de l'orthèse. Les sangles élastiques pivotables de 180 degrés en cas de besoin.¹

Indications

Syndrome douloureux non spécifique, aigu ou chronique, affectant le rachis lombaire, causé par une sollicitation inappropriée, une surcharge des muscles et des ligaments dans la région du rachis lombaire et du sacrum. Syndrome douloureux spécifique, aigu ou chronique, affectant la région lombaire en cas :

- D'ostéochondrose de la région lombaire,
- De spondylarthrite de la région lombaire.

Voire le Guide des tailles sur la boîte.



9

Ceinture Materna Comfort

Détails produit

Velpeau Materna Comfort est une orthèse dorsale de 26cm pour femme enceinte. Elle stabilise le rachis lombaire et soutient la musculature abdominale et dorsale, dans le but de soulager le dos et de soutenir le ventre. Les baleines intégrées contribuent à la stabilisation du rachis lombaire. Les sangles de contention élastiques permettent d'ajuster l'action stabilisatrice de l'orthèse.

Indications

Douleurs non spécifiques au niveau de la colonne vertébrale et de la région sacroiliaque dues à une mauvaise posture ou à une sollicitation inappropriée pendant la grossesse.

Voire le Guide des tailles sur la boîte



10

Ceinture Dorsamix Classic

Détails produit

Le Velpeau Dorsamix Classic est une orthèse dorsale pour la stabilisation de la région lombaire. 4 baleines en acier au dos et 2 souples au-devant assurent la stabilité de l'orthèse. Deux sangles de contention élastiques complètent la stabilisation et assurent un ajustement flexible de l'orthèse.

Indications

Syndrome douloureux non spécifique, aigu ou chronique, affectant le rachis lombaire et causé par une sollicitation inappropriée et une surcharge des muscles et des ligaments dans la région du rachis lombaire et du sacrum.
Syndrome douloureux spécifique, aigu ou chronique, affectant le rachis lombaire en cas de :

- Ostéochondrose dans la région du rachis lombaire
- Spondylarthrite affectant la région du rachis lombaire.

Voire le Guide des tailles sur la boîte



11

Ceinture Dorsafit

Détails produit

Velpeau Dorsafit Comfort est une ceinture de soutien lombaire avec un effet stabilisant. Quatre baleines intégrées contribuent à la stabilisation du rachis lombaire. Existe en deux hauteurs 21 et 26cm1

Indications

Syndrome douloureux non spécifique, aigu ou chronique, affectant le rachis lombaire et causé par une sollicitation inappropriée ou à une surcharge des muscles et des ligaments dans la région du rachis lombaire et du sacrum. Syndrome douloureux spécifique, aigu ou chronique, affectant la région lombaire en cas :

- d'ostéochondrose affectant la région lombaire
- de spondylarthrite affectant la région lombaire

Voire le Guide des tailles sur la boîte



12

Ceinture Dorsamix Confort

Détails produit

Velpeau Dorsamix Confort est une orthèse dorsale de 26 cm pour la stabilisation de la région lombaire. Quatre baleines amovibles assurent la stabilité et la rigidité de l'orthèse. Deux sangles élastiques additionnelles, à attacher à la partie frontale de l'orthèse via la fermeture auto-agrippante, complètent l'effet stabilisant et facilitent l'ajustement individuel de l'orthèse.

Indications

Syndrome douloureux non spécifique, aigu ou chronique, affectant le rachis lombaire et causé par une sollicitation inappropriée ou a une surcharge des muscles et des ligaments dans la région du rachis lombaire et du sacrum.
Syndrome douloureux spécifique, aigu ou chronique, affectant la région lombaire en cas :

- d'ostéochondrose affectant la région lombaire
- de spondylarthrite affectant la région lombaire

Propriétés

- Matériaux légers et ajourés pour favoriser la respirabilité^{2, 3}
- Des marquages sur les baleines dorsales constituent une aide à la pose et indiquent la direction correcte de réinsertion⁴
- Facile à utiliser grâce à l'ergonomie des fermetures auto-agrippantes et des poignées⁵
- Quatre baleines amovibles et deux sangles élastiques additionnelles contribuent à la stabilisation du rachis lombaire en fonction de la pathologie et des activités du patient.

Voire le Guide des tailles sur la boîte



13

Genouillère Rotulienne

Détails produit

Traitement de douleurs chroniques et aiguës

Irritations articulaires

Déficits fonctionnels consécutifs à une blessure ou à une intervention chirurgicale

Suite à une mise en charge inadaptée ou à une surcharge de l'articulation du genou, de la capsule articulaire, des tendons, des muscles et des ligaments :

- Début de gonarthrose ou arthrose avec et sans épanchement articulaire
- Instabilité ligamentaire médiale ou latérale légère
- Syndrome rotulien combiné avec une thérapie fonctionnelle
- Pathologies du ménisque latéral ou médial légères (traumatiques aiguës, dégénératives) et pour le traitement

Peut se porter sur le genou gauche ou droit

Bonne tenue grâce à sa forme anatomique

Limitation du glissement : élasticité importante de Velpeau Genu

Insert silicone intégré offre un effet massant qui répartit la pression

Doux sur la peau : microfibres à l'intérieur du tricot

Confortable au niveau du creux poplité (arrière du genou) : tricot à double couche

Couleur : gris/marron taupe

Voire le Guide des tailles sur la boîte



14

Genouillère Ligaflex

Description

Tissu élastique
Renforts latéraux articulés amovibles
Sangles réglables auto-agrippantes
Capitonnage arrière protecteur
Ouverture rotulienne
Polyester 45%
Elastodiène 35%
Elastan 20%

Pathologies

Entorses moyennes des ligaments latéraux
Entorses bénignes des ligaments latéraux

Mise en place

S'assurer du parfait centrage de la rotule dans le guide rotulien.
Plier légèrement la jambe afin de serrer les sangles de maintien.

Consignes d'entretien

Enlever les montants latéraux pour le lavage.
Essorer la genouillère par pression, sécher loin d'une source de chaleur



15

Genouillère articulée

Détails produit

L'orthèse de genou Breg X2K-OA est conçue pour les patients souffrant d'arthrose du genou qui ont besoin d'une orthèse. L'orthèse permet de contrôler les forces de varus / valgus associées à l'arthrose unicompartmentale du genou. Remarque : l'orthèse de genou X2K OA nécessite l'utilisation d'une clé hexagonale (incluse) pour les réglages de mise en décharge.

Exemples courants d'utilisation

Arthrose unicompartmentale médiane

Procédures de défauts chondraux

Interventions sur le ménisque

Caractéristiques du produit

Charnière réglable améliorée - 12 mm de débattement (deux fois les capacités de charge de la charnière réglable standard) - les deux charnières

Coussin condylien confortable en gel

Rembourrage de sangle siliconé (sangles 1 et 2)

Coussin de cadre tibial surdimensionné



16

Orthèse de poignet pouce Manu XPro

Détails produit

- **Indications :**

Immobilisation en cas de : états d'irritations post-traumatiques et post-opératoires au niveau de la base de la main et du poignet, de l'articulation carpo-métacarpienne du pouce ou de l'articulation métacarpo-phalangienne de la base du pouce, par exemple :

- Lésion ligamentaire du poignet, lésion du ligament latéral ulnaire au niveau de l'articulation de la base du pouce (pouce duskieur) et rhizarthrose STT.
- Ténosynovite de De Quervain
- Au commencement d'un syndrome du canal carpien
- Paralysie du nerf radial
- Au cours d'un traitement post-opératoire de fracture du scaphoïde.

- **Caractéristiques :**

- Droite ou gauche.
- Mise en place simple, pratique grâce à un système de sangles et de boucles.
- Immobilisation du pouce et du poignet obtenu par des baleines conformables. Orthèse ouverte, légère, perméable à l'air et peu encombrante.
- Tricot 3D dernière génération, intérieur coton, confortable sur la peau

Voire le Guide des tailles sur la boîte



17

Orthèse Stabilisatrice De Cheville Freecast

Détails produit

Orthèse stabilisatrice de cheville Freecast est une orthèse pour la stabilisation de la cheville 1.

Indications

Blessure ligamentaire de l'articulation supérieure de la cheville (degré 1-2).

Instabilité ligamentaire chronique.

Arthrose activée, arthrite.

Gonflement péri-malléolaire, épanchement articulaire, état d'irritation intra articulaire.

Propriétés

Coques de forme anatomique

Zone malléolaire souple

Taille unique pour la cheville droite et gauche

Prévient des faux-mouvements en supination et en pronation 2.

Voire le Guide des tailles sur la boîte.



18

Chevillière Night Split

Détails produit :

- Conçu pour soulager la douleur et l'inconfort de la fasciite plantaire et de la tendinite d'Achille.
- Permet au patient d'étirer le fascia plantaire en maintenant le pied en légère dorsiflexion.
- Une cale en mousse est incluse pour un étirement supplémentaire du fascia plantaire.
- Conception légère pour le confort du patient pendant son sommeil
- COMMENT L'APPLIQUER ? Détachez toutes les sangles. Pour maximiser l'angle de dorsiflexion, l'attelle de nuit doit être appliquée en position assise, genou plié. IMPORTANT - s'assurer que le talon est placé le plus en arrière possible dans l'attelle. Positionnez le pied dans l'attelle, ajustez la longueur de la sangle. Fixez d'abord la sangle du cou-de-pied pour maintenir le talon en place. Le serrage de la sangle du cou-de-pied doit être vérifié en étendant le genou. Ensuite, les sangles du mollet et du pied peuvent être ajustées et fixées. Utilisez les sangles réglables bilatérales pour contrôler la dorsiflexion et l'étirement. Tirez les sangles de dorsiflexion vers l'arrière jusqu'à ce qu'elles atteignent une tolérance confortable et fixez-les à l'aide de la fermeture auto-agrippante. La cale d'orteil peut être utilisée pour un étirement supplémentaire en la plaçant sous la doublure. Ajustez les sangles si nécessaires.

Instructions d'entretien : Retirer la doublure de l'attelle. Laver à la main à l'eau tiède avec un savon doux. Sécher à l'air libre à l'abri de la chaleur. Ne pas laver ou sécher en machine. Ne pas utiliser d'eau de javel. Nettoyer l'attelle et les sangles avec un chiffon humide si nécessaire.



19

Chevillière de contention

Détails produit

Chevillière de contention pour soins post-traumatiques, petites ou grosses blessures des ligaments ou des tendons, instabilité chronique et répétitive de la cheville. Elle est à usage de préventif de prophylactique.

Indications :

- Chevillière de contention à effet anti-œdémateux.
- Effet anti-inflammatoire.
- Effet antalgique.
- Effet proprioceptif.

Caractéristiques :

- Orthèse élastique en largeur et extensible en hauteur.
- Elasticité en tous sens (forte extensibilité pour faciliter l'enfilage).
- Structure double face brevetée pour faciliter le transfert d'humidité.
- Talon fermé.
- Contient du latex.



20

Collier Cervical Souple

Détails produit

Le collier cervical C1 souple a été conçu pour prendre en charge diverses pathologies cervicales.

Il s'adapte à la morphologie de chaque patient grâce à sa mousse anatomique, et apporte un grand confort.

Disponible en trois couleurs (bleu marine, gris et beige), il dispose également d'une housse de protection amovible.

Il est indiqué dans le cadre de :

Torticolis

Entorse cervicale bénigne Crise aiguë de cervicarthrose

Sevrage progressif après le port d'un collier rigide Port nocturne

Voire le Guide des tailles sur la boîte.



21

Collier Cervical Semi-Rigide

Détails produit

Avec son renfort rigide amovible, le collier C2 évolutif permet de traiter les douleurs du cou comme par exemple une entorse bénigne ou de gravité moyenne, mais aussi on peut l'utiliser sans plaque pour un sevrage progressif après une immobilisation stricte (minerve) du rachis cervical. Avec sa forme anatomique, il assure un bon maintien et limite les rotations et les flexions de la tête.

Avec sa plaque :

- Entorse cervicale bénigne ou aggravée.
- Névralgie cervico-brachiale.
- Arthrose cervicale aiguë

Sans sa plaque :

- Arthrose Cervicale.
- Torticollis.
- Sevrage progressif après port d'un collier rigide.
- Port nocturne.



22

Collier cervical rigide et réglable

Détails produit

Ce collier cervical offre un confort inégalé et des matériaux plus solides pour un meilleur soutien. Il intègre de nouvelles couleurs modernes, un matériel d'interface révolutionnaire. La technologie unique de réglage de la hauteur du menton (12 niveaux) permet un ajustement personnalisé d'un simple tour de bouton.

Avec une conception de taille unique, le Proglide réduit les stocks et économise de l'argent. Le collier cervical Proglide approuvé par le PDAC offre une solution complète pour les personnes souffrant de blessures cervicales qui nécessitent un collier pour un port prolongé.



23

Coudière de maintien

Détails produit

La coudière de maintien contribue au soutien et à la stabilisation de l'articulation du coude. Elle est conçue pour le traitement de l'épicondylite latérale (tennis elbow) et de l'épicondylite médiale (golfer elbow). Elle soutient le coude lors de la reprise des activités sportives (par exemple tennis, golf, musculation...) et elle est adaptée pour la prévention des récurrences des tendinites au coude.

Mode d'action

Amélioration de la proprioception grâce au tricot élastique.

Compression sur l'articulation.

Indications

Traitement de l'épicondylite latérale ou médiale (tennis elbow ou golfer elbow)

Prévention des récurrences de tendinopathies du coude

Soutien lors de la reprise d'activité physique.



24

Blocage claviculaire (Clavicula)

Détails produit

Velpeau Clavicula Classic est un bandage pour le traitement conservatoire des fractures de la clavicule par limitation des mouvements et extension.

Composition du produit

Polyester, polyuréthane, polyamide

Indications

- Pour le traitement conservatoire des fractures de la clavicule
- Pour les soins postopératoires et post-traumatiques

Mécanisme d'action éprouvé

- Bandage prêt à l'emploi selon le modèle du bandage en huit classique
- Ramène en arrière les épaules pour orienter la fracture de la clavicule ou pour aider à une bonne posture

Manipulation pratique

- Mise en place simple et rapide grâce à deux fermetures auto-agrippantes réglables individuellement sur la partie arrière
- La longueur des sangles d'épaule peut être adaptée en les découpant

Confort de port agréable

- Les sangles et la plaque arrière disposent d'un rembourrage souple
- Matériaux doux pour la peau
- Matériau respirant pour une gestion appropriée de la température et de l'humidité